



R1004



R1007

Caractéristiques

- 20 sachets individuels de poudre tampon (pH 4)
- Précision ± 0.01 unité pH à 25°C (77°F)
- Pochettes pratiques et étanches pour un calibrage facile sur site
- Comprend une table de référence affichant le pH par rapport à la température
- Il suffit de mélanger avec 250 mL d'eau désionisée
- Idéaux pour les utilisations sur le terrain

Modèle	Description
R1004	Sachets de poudre tampon pH 4, lot de 20 sachets
R1007	Sachets de poudre tampon pH 7, lot de 20 sachets

Spécifications

R1004

Gamme de pH: 4.00 à 4.06
Précision: ± 0.01 unité pH à 25°C (77°F)
Solution tampon par paquet: 8.45oz (250mL)

R1007

Gamme de pH: 6.97 à 7.06
Précision: ± 0.01 unité pH à 25°C (77°F)
Solution tampon par paquet: 8.45oz (250mL)