

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques

Modèle R1404 Solution tampon

- Solution tampon de pH 4,01 (25°C)
- Flacon de 500ml (16,9 oz liq.) avec bande de visualisation et bouchon à l'épreuve des enfants
- Code couleur rouge pour une identification facile
- Précision $\pm 0,020\text{pH}$
- Certificat d'analyse offert sur demande

Modèle R1407 Solution tampon

- Solution tampon de pH 7,00 (25°C)
- Flacon de 500ml (16,9 oz liq.) avec bande de visualisation et bouchon à l'épreuve des enfants
- Code couleur vert pour une identification facile
- Précision $\pm 0,020\text{pH}$
- Certificat d'analyse offert sur demande

Modèle R1410 Solution tampon

- Solution tampon de pH 10,00 (25°C)
- Flacon de 500ml (16,9 oz liq.) avec bande de visualisation et bouchon à l'épreuve des enfants
- Code couleur bleu pour une identification facile
- Précision $\pm 0,020\text{pH}$
- Certificat d'analyse offert sur demande

Modèle R1420 Solution d'entreposage des électrodes

- Fabriquée spécifiquement pour les électrodes de pH et de ORP
- Spécialement formulée pour minimiser la croissance microbienne
- Flacon de 500ml (16,9 oz liq.) avec bouchon à l'épreuve des enfants

Modèle R1425 Solution de nettoyage des électrodes

- Fabriquée spécifiquement pour les électrodes de pH et de ORP
- Flacon de 500ml (16,9 oz liq.) avec bouchon à l'épreuve des enfants

Modèle R1430 Solution de conductivité standard

- Valeur de conductivité de $1413\mu\text{S}$ (à 20°C)
- Flacon de 500ml (16,9 oz liq.) avec bouchon à l'épreuve des enfants
- Précision de $\pm 20\mu\text{S}$ ou 1,0%
- Certificat d'analyse offert sur demande



R1404



R1407



R1410



R1420



R1425



R1430

suite...

R1400-KIT

Ensemble solution tampon pH, 4.01, 7.00 & 10.00 pH



Comprend:

R1404 solution tampon, pH 4.01,
R1407 solution tampon, pH 7.00 et
R1410 solution tampon, pH 10.00

R1400-KIT2

Ensemble d'entretien et de maintenance des électrodes



Comprend:

R1420 Solution d'entreposage
des électrodes et
R1425 Solution de nettoyage
des électrodes

Modèle	Description
R1404	Solution tampon, pH 4,01
R1407	Solution tampon, pH 7,00
R1410	Solution tampon, pH 10,00
R1420	Solution d'entreposage des électrodes
R1425	Solution de nettoyage des électrodes
R1430	Solution de conductivité standard, 1413µs
R1400-KIT	Ensemble solution tampon pH, 4.01, 7.00 & 10.00 pH
R1400-KIT2	Ensemble d'entretien et de maintenance des électrodes