



R3510-KIT

pH-mètre à tige longue et
ensemble de solutions tampons
4pH/7pH



Comprend:
R3510 pH-mètre à tige longue,
R1404 solution tampon, pH 4.01 et
R1407 solution tampon, pH 7.00

Cet appareil de mesure du pH à tige longue est facile à utiliser et idéal pour les laboratoires. Il est doté d'un ACL clair et d'une électrode de pH fine, parfaite pour les mesures dans les éprouvettes et les flacons. Le R3510 est équipé d'un système d'étalonnage automatique, d'une fonction de reconnaissance des solutions tampons, d'un indicateur de stabilité, d'un arrêt automatique et d'un indicateur de piles faibles.

Caractéristiques

- Affichage ACL large et clair
- Sonde pH longue de 119.4 mm (4.7")
- Étalonnage facile et automatique par une seule touche
- Fonction de maintien des données
- Boîtier étanche
- Le capuchon de protection maintient le capteur humidifié
- Indicateur de pile faible et mise hors tension automatique
- Comprend une bouteille de stockage d'électrodes et des piles

Applications

- Conditionnement de l'eau
- Mesure du pH à usage général
- Aquariums
- Surveillance des eaux usées
- Production de boissons

Spécifications

pH

Gamme de mesure	0.00 - 14.00 pH
Précision	+/- 0.2 pH
Résolution	0.01 pH

Spécifications de la sonde

Référence	Simple, Ag/AgCl
Connexion	Céramique
Électrolyte	Gel, 3.3M KCL
Forme de la pointe	Ronde
Diamètre de la sonde	12mm (0.5")
Longueur de la sonde	130mm (5.11")

Spécifications générales

Étalonnage pH	Oui (3 points)
Affichage	ACL
Maintien des données	Oui
Taille de l'ACL	29 x 22.5mm (1.14 x 0.89")
Mise hors tension automatique	Oui (après environ 20 minutes / Arrêt)
Indicateur de piles faibles	Oui
Alimentation	2x piles CR2032
Durée de vie des piles	100 heures d'utilisation continue
Certifications	CE, IP54
Température de fonctionnement	0 à 50°C (32 à 122°F)
Humidité de fonctionnement	10 à 80%
Température de stockage	-10 à 50°C (14 à 122°F)
Humidité de stockage	10 à 80%
Dimensions	94 x 36 x 20 mm (3.7 x 1.4 x 0.79")
Poids	115g (4.05oz)

Modèle	Description
R3510	pH-mètre à tige longue
R3510-NIST	pH-mètre à tige longue & NIST
R3510-KIT	pH-mètre à tige longue et ensemble de solutions tampons 4pH/7pH