

Caractéristiques

- Mesure les niveaux de pH et mV dans les liquides
- Le microprocesseur permet la reconnaissance automatique de la solution tampon
- Affichage ACL double indiquant pH ou mV et température
- Compensation automatique de température
- °C/°F sélectionnable par l'utilisateur
- Conçu pour les applications portatives ou murales
- Module électrode remplaçable
- Indicateur de faiblesse de la pile et arrêt automatique
- Comprend électrode de pH, tampons pH, étui protecteur, ventouse de montage et pile

Spécifications

pH

Gamme de mesures:	0.00 à 14.00pH -1999 à 2000mV
Précision:	±(0.01pH +1chif.) ±(2mV +1chif.)
Résolution:	0.01pH 0.1/1mV

Température

Gamme de mesures:	0 à 110°C (32 à 230°F)
Précision:	±0.2°C (0.4°F) +1chif.
Résolution:	0.1°C (0.1°F)

Spécifications générales

Affichage:	Affichage ACL double
Hors tension automatique:	Oui (après 10 minutes/éteint)
Indicateur de faiblesse de la pile:	Oui
Alimentation:	Pile de 9V ou adaptateur c.a. (optionnel)
Certifications du produit:	CE
Température de fonctionnement:	0 à 50°C (32 à 122°F)
Température de stockage:	-10 à 60°C (14 à 140°F)
Humidité de fonctionnement:	10 à 80 %
Dimensions:	108 x 75 x 30mm (4.3 x 3.0 x 1.2")
Poids:	135g (0.3lb)



suite...

R3525-KIT

pH/mV-mètre avec solution tampon

Comprend :
R3525 pH/mV-mètre,
R1404 une solution tampon
4pH et R1407 une solution
tampon 7pH



R3525-KIT2

pH/mV-mètre avec solution tampon
et adaptateur d'alimentation

Comprend :
R3525 pH/mV-mètre,
R1404 une solution tampon
4pH, R1407 une solution
tampon 7pH et R3525-ADP
Adaptateur d'alimentation



Modèle	Description
R3525	pH/mV-mètre avec température
R3525-ELECTRODE	Électrode de pH avec température
R3525-ADP	Adaptateur d'alimentation, 110V
R1404	Solution tampon pH, 4,01, 500ml
R1407	Solution tampon pH, 7,0, 500ml
R1410	Solution tampon pH, 10,0, 500ml
R1420	Solution d'entreposage d'électrode, 500ml
R1425	Solution de nettoyage d'électrode, 500ml
CA-05A	Étui de transport souple
R3525-KIT	pH/mV-mètre avec solution tampon
R3525-KIT2	pH/mV-mètre avec solution tampon et adaptateur d'alimentation
R3525-NIST	pH/mV-mètre avec température & NIST