

### FICHE TECHNIQUE

#### Caractéristiques

- Mesure les niveaux de pH et mV dans les liquides
- Le microprocesseur permet la reconnaissance automatique de la solution tampon
- Affichage ACL double indiquant pH ou mV et température
- Compensation automatique de température
- °C/°F sélectionnable par l'utilisateur
- Conçu pour les applications portatives ou murales
- Module électrode remplaçable
- Indicateur de faiblesse de la pile et arrêt automatique
- Comprend électrode de pH, tampons pH, étui protecteur, ventouse de montage et pile

#### Spécifications

##### pH

Gamme de mesures:	0.00 à 14.00pH -1999 à 2000mV
Précision:	±(0.01pH +1chif.) ±(2mV +1chif.)
Résolution:	0.01pH 0.1/1mV

##### Température

Gamme de mesures:	0 à 110°C (32 à 230°F)
Précision:	±0.2°C (0.4°F) +1chif.
Résolution:	0.1°C (0.1°F)

#### Spécifications générales

Affichage:	Affichage ACL double
Hors tension automatique:	Oui (après 10 minutes/éteint)
Indicateur de faiblesse de la pile:	Oui
Alimentation:	Pile de 9V ou adaptateur c.a. (optionnel)
Certifications du produit:	CE
Température de fonctionnement:	0 à 50°C (32 à 122°F)
Température de stockage:	-10 à 60°C (14 à 140°F)
Humidité de fonctionnement:	10 à 80 %
Dimensions:	108 x 75 x 30mm (4.3 x 3.0 x 1.2")
Poids:	135g (0.3lb)



suite...

#### R3525-KIT

pH/mV-mètre avec solution tampon

Comprend :  
R3525 pH/mV-mètre,  
R1404 une solution tampon  
4pH et R1407 une solution  
tampon 7pH



#### R3525-KIT2

pH/mV-mètre avec solution tampon  
et adaptateur d'alimentation

Comprend :  
R3525 pH/mV-mètre,  
R1404 une solution tampon  
4pH, R1407 une solution  
tampon 7pH et R3525-ADP  
Adaptateur d'alimentation



#### R3525-KIT3

Appareil de mesure de pH/mV  
avec électrode ORP, solutions de  
pH/conductivité et ensemble  
d'adaptateurs d'alimentation

Comprend:  
R3525 pH/mV-mètre,  
R1404 une solution tampon  
4pH, R1407 une solution  
tampon 7pH, R1430 Solution  
de conductivité standard, 1413µs,  
R3525-ELECTRODE2 Électrode ORP  
et R3525-ADP Adaptateur d'alimentation



Modèle	Description
R3525	pH/mV-mètre avec température
R3525-ELECTRODE	Électrode de pH avec température, câble 1m (39")
R3525-ELECTRODE2	Électrode ORP, câble 1m (39")
R3525-ADP	Adaptateur d'alimentation, 110V
R1404	Solution tampon pH, 4,01, 500ml
R1407	Solution tampon pH, 7,0, 500ml
R1410	Solution tampon pH, 10,0, 500ml
R1420	Solution d'entreposage d'électrode, 500ml
R1425	Solution de nettoyage d'électrode, 500ml
R1430	Solution de conductivité standard, 1413µs
CA-05A	Étui de transport souple
R3525-KIT	pH/mV-mètre avec solution tampon
R3525-KIT2	pH/mV-mètre avec solution tampon et adaptateur d'alimentation
R3525-KIT3	pAppareil de mesure de pH/mV avec électrode ORP, solutions de pH/conductivité et ensemble d'adaptateurs d'alimentation
R3525-NIST	pH/mV-mètre avec température & NIST